

AP0008.AT1102

Cod. 23.9280.99

Pacchetto applicativo per la determinazione di pH e Acidità Totale per alimenti e bevande. Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.



Descrizione

Pacchetto applicativo per la determinazione di pH e Acidità Totale per alimenti e bevande.

Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.

Dati Tecnici