

AP0010.AT1112

Cod. 23.9284.99

Pacchetto applicativo per la determinazione di Sale per prodotti alimentari. Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.



Descrizione

Pacchetto applicativo per la determinazione di Sale per prodotti alimentari.

Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.

Dati Tecnici