

# AP0003.AT1112

Cod. 23.9287.99

Pacchetto applicativo per la determinazione della durezza calcica e magnesica sulle acque. Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.



## Descrizione

Pacchetto applicativo per la determinazione della durezza calcica e magnesica sulle acque.

Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.

## Dati Tecnici