

AP0007.AT1122

Cod. 23.9288.99

Pacchetto applicativo per la determinazione di Cloro libero e totale, Diossido di cloro e Solfiti (AUTOCAT). Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.



Descrizione

Pacchetto applicativo per la determinazione di Cloro libero e totale, Diossido di cloro e Solfiti (AUTOCAT).

Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.

Dati Tecnici