

PIPETTE CON SIRINGA

Cod. 01.1900.05



Pipetta graduata con siringa cl. AS vetro incolore ml 1 divisione 1/100

Descrizione

Caratteristiche:

- Pipette con siringa graduate classe AS.
- Particolarmente indicate per il prelievo di sostanze tossiche
- vetro incolore
- graduazione indelebile blu.
- Imballo per ogni singolo pezzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1
Divisione (ml)	1/100

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)
01.1900.05	PIPETTE CON SIRINGA	1	1/100
01.1900.07	PIPETTE CON SIRINGA	2	1/50
01.1900.11	PIPETTE CON SIRINGA	5	1/10
01.1900.17	PIPETTE CON SIRINGA	10	1/10

01.1900.27	PIPETTE CON SIRINGA	20	1/10
01.1900.32	PIPETTE CON SIRINGA	25	1/10