

INDICATORE BIOLOGICO

Cod. 14.7196.99

Indicatore biologico di sterilizzazione in confezione da 30 fiale



Descrizione

Indicatore biologico autocontenuto.

Caratteristiche:

- Per processi di sterilizzazione a vapore.
- Monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore sottovuoto e a gravità a 121-135 °C.

Norme applicabili

Progettato secondo le norme del sistema di gestione della qualità ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)

30
