

# WTC 2000

Cod. 22.8968.99

Bilancia tecnica 2000 g, precisione 0,01 g, RADWAG modello WTC 2000



## Descrizione

Le bilance della serie WTC sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio.

Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili.

Il piatto di pesata è in acciaio inox 128 x 128 mm.

Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Una porta seriale RS-232 completa le dotazioni di serie.

La calibrazione è esterna.

### Principali funzioni:

- Conteggio pezzi.
- Funzione somma.
- Peso percentuale.
- Pesata animali vivi.
- Peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

## Dati Tecnici

Portata (g)	2000
Precisione (g)	0,01
Calibrazione	esterna

<b>Dimensione piatto (LxP mm)</b>	128X128
<b>Ripetibilità (g)</b>	0,01
<b>Linearità (g)</b>	±0,03
<b>Dimensione (LxPxH mm)</b>	160 x 230 x 67,5
<b>Peso (kg)</b>	1,3
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	110-230/50-60/ -

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Portata (g)</b>	<b>Precisione (g)</b>	<b>Dimensione piatto (LxP mm)</b>	<b>Ripetibilità (g)</b>	<b>Linearità (g)</b>
22.9085.99	WTC 200	200	0,001	-	0,002	±0,004
22.8967.99	WTC 600	600	0,01	128X128	0,01	±0,02
22.8968.99	WTC 2000	2000	0,01	128X128	0,01	±0,03