

# TESTER pH 5 KIT

Cod. 08.3982.83

TESTER pH 5 KIT



## Descrizione

Tester pH 5 Kit include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione, 1 x 55ml pH 7 e pH 4 soluzioni tampone colorate, 1 x10 ml soluzione di conservazione per elettrodo, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta.

### Caratteristiche principali

- Ampio display LCD
- Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione.
- Indicatore di misura stabile.
- Compensazione automatica della temperatura.
- 1÷3 punti di calibrazione.
- 5 tamponi USA in memoria.
- Funzione mV per test qualità elettrodo pH o per collegare il sensore ORP per la misura del potenziale redox.

## Dati Tecnici

Scala pH	-2÷16,0
Scala temperatura (° C)	-
Risoluzione pH	0,01
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione pH (a 20° C)	±0,01
Precisione temperatura (a 20° C)	-
Calibrazione	manuale 1÷3 punti

---

<b>Elettrodo pH</b>	-
<b>Dimensioni (Ø x L mm)</b>	35x175
<b>Peso (g)</b>	130
<b>Alimentazione</b>	batterie, 4x1,5 V

---