



GALAXY 330-S CON SOFTWARE

Cod. 22.8986.99

Contacolonie semiautomatico con software modello GALAXY 330-S

Descrizione

Contacolonie progettato con circuiti allo stato solido.

E' particolarmente adatto al conteggio di colonie su terreni dopo la coltura in capsule petri.

Funziona a contatto con qualunque tipo di pennarello, matita o punta.

La lettura a 4 cifre è visualizzabile su un display a LED di colore rosso brillante con la possibilità di mostrare i tre valori di conteggio attuali e precedenti.

Il Galaxy 330 comprende un contenitore per piastre petri con diametro fino a 15 cm. L'illuminazione è a LED per una regolare e confortevole visione del campione.

Può effettuare un numero di conteggi fino a 999 CFU (unità formanti colonie).

Il tasto "Reset" consente l'azzeramento immediato del contatore.

Per rendere più semplice la lettura delle piastre petri un braccio flessibile, ruotabile in orizzontale, consente di alzare o abbassare la lente da 2"3 ingrandimenti per posizionarsi al meglio.

Il modello Galaxy 330 è venduto nella versione completo di software per PC e interfaccia RS232 cavo di collegamento.

Certificato CE.

Dati Tecnici

Dimensioni capsula (mm)	fino a 150
Conteggio	0÷999
Ingrandimento	2-3x
Dimensioni (LxPxH mm)	351x302x370

Display digitale	LED a tre cifre
Peso (kg)	5,6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-
Uscite	USB
Memoria	100
Software	Sì

Varianti

Codice	Prodotto	Software
22.9142.99	GALAXY 330	No
22.8986.99	GALAXY 330-S CON SOFTWARE	Sì