



C

Cod. 22.8987.99

Termostato ad immersione JULABO modello CORIO? SERIE C

Descrizione

CORIO™ C è il modello base della nuova linea Corio. Viene fornito corredato di un morsetto che ne facilita il montaggio su vasche con volume fino a 30 litri.

Caratteristiche principali:

- Controllo preciso della temperatura.
- Solo per applicazioni all'interno della vasca.
- Per vasche con un volume massimo di 30 litri.
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
- Facile da utilizzare.
- Estremamente silenzioso.
- Classe I (NFL) in accordo a DIN 12876-1.

Disponibile una gamma assortita di accessori (rack portaprovette,coperchi e altro).

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+20÷+100
Stabilità (° C)	±0,03
Portata massima pompa (l/min)	6
Pressione massima pompa (bar)	350
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	132x160x362
Peso (kg)	1,9

