

**KM-N**

COLONNA KM-N UNIVERSALE

Cod. 05.8470.99

Colonna KM-N Universale.

Descrizione

Colonna KM-N Universale.

Su questa colonna a forma di cono si montano apparecchi filtranti completi, infilati in un tappo di misura #8 (generalmente fornito con l'apparecchio di filtrazione).

Esempio di montaggio di apparecchi vari:

1. In acciaio inox di Ø 47 o 50 mm, fornibile con bicchiere da 100, 250 o 500 ml.
2. In vetro di Ø 47 mm, fornibile con bicchieri da 100, 300, 500 o 1000 ml.
3. In vetro di Ø 90 mm, con bicchiere da 1000 ml.
4. In polisulfone di Ø 47 mm, fornibile con bicchiere da 300 o 500 ml.
5. In vetro di Ø 13 mm, con bicchiere da 100, 500 o 1000 ml.
6. In vetro di Ø 25 mm, con bicchiere da 15, 150 o 300 ml.

Alcuni apparecchi filtranti sono descritti nella sezione 05-sistemi filtranti per microbiologia-imbuti filtranti.

Dati Tecnici