

C-BT5

Cod. 22.9021.99

Termostato a circolazione interna JULABO modello C-BT5



Descrizione

Termostato di circolazione JULABO per applicazioni interne. La linea CORIO™ è adatta per temperature di lavoro da +20 °C ÷ +100 °C con vasca aperta trasparente.

Caratteristiche principali:

- Per applicazioni interne.
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
- Molto silenzioso.

Applicazioni:

- Controllo della temperatura di campioni, preparazione di campioni per sierologia e chimica clinica, analisi, test di materiali e molte altre applicazioni.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+20÷+100
Precisione (° C)	±0,03
Volume di riempimento (l)	3,5÷5
Portata pompa (l/min.)	6
Pressione pompa (mbar)	100
Risoluzione display LED (°C)	0,1
Profondità vasca (mm)	150

Apertura vasca (L x P mm)	150x150
Dimensioni (L x P x H mm)	230x 380x 380
Peso (kg)	4,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume riempimento (l)	di	Profondità (mm)	vasca	Apertura vasca (L x P mm)	Dimensioni (L x P x H mm)	Peso (kg)
22.9021.99	C-BT5	3,5÷5		150		150x150	230x 380x 380	4,8
22.9033.99	C-BT19	14÷19		150		300x350	380x580x420	10,5
22.9034.99	C-BT27	17÷27		200		300x350	380x580x470	13