



CD-B5

Cod. 22.9023.99

Termostato a circolazione interna ed esterna, vasca aperta in acciaio inox
JULABO modello CORIO™ CD-B5

Descrizione

Termostato di circolazione JULABO per applicazioni interne ed esterne . La linea CORIO™ è adatta per applicazioni interne ed esterne, con vasca aperta in acciaio inossidabile di elevata qualità e di connettori pompa per temperature da +20 °C ÷ +150 °C.

Caratteristiche principali:

- Per applicazioni all'interno e all'esterno della vasca.
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
- Molto silenzioso.
- Facile commutazione da circolazione interna a esterna.
- Connessione USB.
- Classe sicurezza III, in accordo a DIN 12876-1.

Disponibili vari accessori a richiesta.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+20÷+150
Precisione (° C)	±0,03
Volume di riempimento (l)	3,5÷5
Portata pompa (l/min.)	15
Pressione pompa (mbar)	350
Risoluzione display LED (°C)	0,1
Profondità vasca (mm)	150

Apertura vasca (L x P mm)	150x150
Dimensioni (L x P x H mm)	230 x 380 x 410
Peso (kg)	8,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume riempimento (l)	di	Profondità (mm)	vasca	Apertura vasca (L x P mm)	Dimensioni (L x P x H mm)	Peso (kg)
22.9023.99	CD-B5	3,5÷5		150		150x150	230 x 380 x 410	8,2
22.9024.99	CD-B13	9÷13		150		180x300	380x 400x 420	9,1
22.9025.99	CD-B19	14÷19		150		300x350	580x 380x 420	11,5
22.9026.99	CD-B27	17:27		200		300x350	380x 580x 470	13
22.9027.99	CD-B33	26÷39		150		660x320	910x360x430	21
22.9028.99	CD-B39	35÷41		300		330x300	540 x 340 x 570	18