



## CD

Cod. 22.9038.99

Termostato ad immersione JULABO modello CORIO? SERIE CD

### Descrizione

CORIO™ CD è il modello base della nuova linea Corio. Viene fornito corredato di un morsetto che ne facilita il montaggio su vasche con volume fino a 50 litri.

Caratteristiche principali:

- Controllo preciso della temperatura.
- Per applicazioni all'interno e all'esterno della vasca (con set pompa opzionale).
- Per vasche con un volume massimo di 50 litri.
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
- Facile da utilizzare.
- Estremamente silenzioso.
- Connessione USB.
- Facile commutazione da circolazione interna a esterna.
- Classe III (FL) in accordo a DIN 12876-1

Disponibile una gamma assortita di accessori (rack portaprovette, coperchi e altro).

### Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+20÷+150
Stabilità (° C)	±0,03
Portata massima pompa (l/min)	15
Pressione massima pompa (bar)	350
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	132x160x362

---

<b>Peso (kg)</b>	1,9
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/50/2000

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.A010.93</b>	9970141 Set pompa per circolazione esterna con connettori M16x1 adatto per modello CD.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

---