

PROVETTA CILINDRICA

Cod. 01.2100.17

Provette cilindriche in vetro per analisi diametro x altezza mm. 10x 100 cf 200



Descrizione

Caratteristiche:

- Per analisi a fondo sferico in vetro sodo-calcico
- bordo svasato
- pareti sottili

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	10 x 100
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
01.2100.17	PROVETTA CILINDRICA	10 x 100	200
01.2100.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 100	150
01.2105.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 120	250
01.2115.21	PROVETTA CILINDRICA	14 x 140	100
01.2120.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 100	100
01.2125.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 160	100

01.2135.25	PROVETTA CILINDRICA	18 x 180	100
01.2135.27	PROVETTA CILINDRICA	20 x 200	100