

# TD 200 P1

Cod. 22.9042.99

Riscaldatore digitale a secco 1 posto modello TD 200 P1



## Descrizione

Il riscaldatore a secco Thermoblock è progettato per essere largamente utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche catalitiche.

Caratteristiche principali:

- Indicatore stabilità di temperatura.
- Indicatore di blocco caldo.
- Display: Temperatura risoluzione 0,1°C; timer digitale.
- Tasto multifunzione.

Disponibile in tre versioni : 1, 2 , 3 blocchi riscaldanti ordinabili a parte.

## Dati Tecnici

Range temperatura (° C)

+5 sopra amb.+200

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Precisione (° C)               | ±0,5        |
| Risoluzione (° C)              | -           |
| N° blocchi                     | 1           |
| Timer                          | Sì          |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 285x200x110 |
| Classe di protezione           | -           |
| Peso (kg)                      | 2,9         |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/150  |

## Varianti

| Codice     | Prodotto  | Rangetemperatura<br>(° C) | N° blocchi | Dimensioniesterne<br>(LxPxH mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Con<br>sumo (V/Hz/W) |
|------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 22.9042.99 | TD 200 P1 | +5 sopra amb.++200        | 1          | 285x200x110                     | 2,9       | 220/50/150                         |
| 22.9043.99 | TD 200 P2 | +5 amb.++200              | 2          | 305x230x110                     | 3,4       | 220/50/300                         |
| 22.9044.99 | TD 200 P3 | +5 amb.++200              | 3          | 305x290x110                     | 4,1       | 220/50/500                         |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 23.9441.99 | 621.0423.56<br>Blocco h. 50 mm. a 20 fori per provette da Ø 10 mm.    |
| 23.9443.99 | 621.0423.57<br>Blocco h. 50 mm. a 20 fori per provette da 2 ml.       |
| 23.9438.99 | 621.0423.58<br>Blocco h. 50 mm. a 20 fori per provette da Ø 12.       |
| 23.9440.99 | 621.0423.59<br>Blocco h. 50 mm. a 20 fori per provette da Ø 13 mm.    |
| 23.9442.99 | 621.0423.60<br>Blocco h. 50 mm. a 12 fori per provette da Ø 16/17 mm. |
| 23.9437.99 | 621.0423.64<br>Blocco h. 50 mm. a 2 fori per provette da 50 ml.       |
| 23.9448.99 | 621.0423.63<br>Blocco h. 50 mm. a 4 fori per provette da Ø 33 mm.     |
| 23.9435.99 | 621.0423.72<br>Blocco h. 50 mm. a 30 fori per provette da 0,5 ml.     |
| 23.9436.99 | 621.0423.73<br>Blocco h. 50 mm. a 20 fori per provette da 1,5 ml.     |
| 23.9445.99 | 621.0423.81<br>Blocco per piastre Elisa.                              |