

DOUBLE PORE KNICK®

Cod. 08.3996.83



Elettrodo di pH combinato HAMILTON modello DOUBLE PORE KNICK, testa a vite S7. Corpo in plastica (PEEK) e vetro. Dimensioni (Lx $\varnothing$) mm 35x6. Con riempimento a polimero blu, esente da manutenzione. Grazie alla punta da 6 mm $\hat{A}$ ideale per carni e formaggi e misure a penetrazione. E 'particolarmente adatto per le apparecchiature Knick Portamess.

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Corpo in plastica (PEEK) e vetro.
- Dimensioni (Lx $\varnothing$) mm 35x6.
- Con riempimento a polimero blu, esente da manutenzione.
- Grazie alla punta da 6 mm ideale per carni e formaggi e misure a penetrazione.
- E 'particolarmente adatto per le apparecchiature Knick Portamess.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷60
Corpo	PEEK e vetro
Elettrolita	Polimero
Diaframma	Double pore
Elemento di riferimento	Ag/AgCl