

# PROVETTA CILINDRICA

Cod. 01.2115.21

Provette cilindriche in vetro per analisi diametro x altezza mm. 14x140 cf 100



## Descrizione

Caratteristiche:

- Per analisi a fondo sferico in vetro sodo-calcico
- bordo svasato
- pareti sottili

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Dimensioni (ØxH mm) | 14 x 140 |
| Confezione (pezzi)  | 100      |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Dimensioni (ØxH mm) | Confezione (pezzi) |
|------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 01.2100.17 | PROVETTA CILINDRICA | 10 x 100            | 200                |
| 01.2100.19 | PROVETTA CILINDRICA | 12 x 100            | 150                |
| 01.2105.19 | PROVETTA CILINDRICA | 12 x 120            | 250                |
| 01.2115.21 | PROVETTA CILINDRICA | 14 x 140            | 100                |
| 01.2120.23 | PROVETTA CILINDRICA | 16 x 100            | 100                |
| 01.2125.23 | PROVETTA CILINDRICA | 16 x 160            | 100                |

|            |                     |          |     |
|------------|---------------------|----------|-----|
| 01.2135.25 | PROVETTA CILINDRICA | 18 x 180 | 100 |
| 01.2135.27 | PROVETTA CILINDRICA | 20 x 200 | 100 |