

PROVETTA CILINDRICA

Cod. 01.2135.25

Provette cilindriche in vetro per analisi diametro x altezza mm. 18x180 cf 100



Descrizione

Caratteristiche:

- Per analisi a fondo sferico in vetro sodo-calcico
- bordo svasato
- pareti sottili

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	18 x 180
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
01.2100.17	PROVETTA CILINDRICA	10 x 100	200
01.2100.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 100	150
01.2105.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 120	250
01.2115.21	PROVETTA CILINDRICA	14 x 140	100
01.2120.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 100	100
01.2125.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 160	100

01.2135.25	PROVETTA CILINDRICA	18 x 180	100
01.2135.27	PROVETTA CILINDRICA	20 x 200	100