

PROVETTA CILINDRICA

Cod. 01.2200.17

Provette cilindriche in vetro per coltura o batteriologia diametro x altezza mm.
10x100 cf 250



Descrizione

Caratteristiche:

- Vetro sodo-calcico per coltura o batteriologia a fondo sferico
- bordo diritto
- pareti spesse

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	10 x 100
Confezione (pezzi)	250

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
01.2200.17	PROVETTA CILINDRICA	10 x 100	250
01.2215.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 75	250
01.2220.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 100	150
01.2225.19	PROVETTA CILINDRICA	12 x 120	250
01.2230.21	PROVETTA CILINDRICA	14 x 100	100
01.2235.21	PROVETTA CILINDRICA	14 x 140	100

01.2240.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 100	100
01.2245.23	PROVETTA CILINDRICA	16 x 160	100
01.2255.25	PROVETTA CILINDRICA	18 x 180	100
01.2260.27	PROVETTA CILINDRICA	20 x 200	100
01.2265.32	PROVETTA CILINDRICA	25 x 200	50
