

WTC 200

Cod. 22.9085.99

Bilancia tecnica 200 g, precisione 0,001 g, RADWAG modello WTC 200



Descrizione

Le bilance della serie WTC sono progettate per precise e veloci pesate in laboratorio.

Possono essere utilizzate anche in ambienti privi di energia elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili.

Il piatto di pesata è in acciaio inox 128 x 128 mm (ad esclusione del modello WTC200 che ha il piatto diam.mm. 100)

Il display LCD è del tipo retro-illuminato per una lettura ottimale e un'ancora più facile navigazione all'interno del software. Una porta seriale RS-232 completa le dotazioni di serie.

La calibrazione è esterna.

Principali funzioni:

- Conteggio pezzi.
- Funzione somma.
- Peso percentuale.
- Pesata animali vivi.
- Peso di riferimento con limite superiore ed inferiore.

Dati Tecnici

Portata (g)	200
Precisione (g)	0,001
Calibrazione	esterna

Dimensione piatto (LxP mm)	-
Dimensione piatto (Ø mm)	100
Ripetibilità (g)	0,002
Linearità (g)	±0,004
Dimensione (LxPxH mm)	160 x 230 x 67,5
Peso (kg)	1,3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230/50-60/ -

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Precisione (g)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (g)	Linearità (g)
22.9085.99	WTC 200	200	0,001	-	0,002	±0,004
22.8967.99	WTC 600	600	0,01	128X128	0,01	±0,02
22.8968.99	WTC 2000	2000	0,01	128X128	0,01	±0,03