

PROVETTA SVL

Cod. 01.2350.21

Provetta con tappo a vite SVL vetro Pyrex® (diam.x lungh.) mm 14x100 ml 9



Descrizione

Caratteristiche:

- Cilindrica in vetro Pyrex®
- fondo sferico
- con tappo bachelite
- guarnizione PTFE.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	9
Dimensioni (ØxH mm)	14 x 100
Filettatura (SVL)	13

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (SVL)
01.2350.21	PROVETTA SVL	9	14 x 100	13
01.2355.23	PROVETTA SVL	11	16 x 100	15
01.2360.23	PROVETTA SVL	15	16 x 160	19
01.2365.25	PROVETTA SVL	28	18 x 180	18

01.2370.27	PROVETTA SVL	40	20 x 200	20
01.2375.32	PROVETTA SVL	70	26 x 200	25