



SANI-SPONGE ® CON BPW

Cod. 14.7213.99

SANI-SPONGE ® CON SPUGNETTA IMBEVUTA DI BPW 140x279 MM CF 100

Descrizione

I kit "Sani-Sponge ®"Labplas sono progettati per raccogliere campioni per rilevare la presenza di contaminazioni microbiologiche come Listeria, Salmonella, E. coli e altri agenti patogeni di origine alimentare su quasi tutte le superfici. Questi kit sono ampiamente utilizzati nelle industrie alimentari, settore medico, nella sanità pubblica e cosmetica. Il kit SANI-SPONGE® è comodo, facile da usare e consente di eliminare diversi passaggi che richiedono tempo. Prodotti in conformità ai requisiti HACCP, USDA, ACIA e CFIA.

Caratteristiche principali:

- Tutti i kit sono forniti nelle sacche TWIRL'EM® sterili con sistema di chiusura impermeabile.
- Sterilizzati Gamma.

I kit di campionamento Labplas SANI-SPONGE sono disponibili in due varietà: spugna asciutta o spugna imbevuta.

Dati Tecnici

Dimensione (mm)	140 X 279
Volume (ml)	600
Modello	con spugna imbevuta di BPW (Buffered Peptone Water)
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (mm)	Volume (ml)	Modello
--------	----------	-----------------	-------------	---------

14.1660.00	SANI SPONGE ®	114 X 229	450	con spugna asciutta
14.7213.99	SANI-SPONGE ® CON BPW	140 X 279	600	con spugna imbevuta di BPW (Buffered Peptone Water)