

# PROVETTA SVL

Cod. 01.2375.32



Provetta con tappo a vite SVL vetro Pyrex® (diam.x lungh.) mm 26x200 ml 70

## Descrizione

Caratteristiche:

- Cilindrica in vetro Pyrex®
- fondo sferico
- con tappo bachelite
- guarnizione PTFE.

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacità (ml)       | 70       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 26 x 200 |
| Filettatura (SVL)   | 25       |

## Varianti

| Codice     | Prodotto     | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Filettatura (SVL) |
|------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 01.2350.21 | PROVETTA SVL | 9             | 14 x 100            | 13                |
| 01.2355.23 | PROVETTA SVL | 11            | 16 x 100            | 15                |
| 01.2360.23 | PROVETTA SVL | 15            | 16 x 160            | 19                |
| 01.2365.25 | PROVETTA SVL | 28            | 18 x 180            | 18                |

---

|            |              |    |          |    |
|------------|--------------|----|----------|----|
| 01.2370.27 | PROVETTA SVL | 40 | 20 x 200 | 20 |
| 01.2375.32 | PROVETTA SVL | 70 | 26 x 200 | 25 |

---