


PROVETTE CILINDRICHE



Cod. 01.2315.23

Provette cilindriche in vetro non graduate con tappo a vite ml 10 mm 16x100 cf 100

Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro neutro, fondo sferico
- complete di tappo a vite in bachelite
- autoclavabili a 120 °C.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Dimensioni (ØxH mm)	16 x 100
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2315.23	PROVETTE CILINDRICHE	10	16 x 100
01.2320.23	PROVETTE CILINDRICHE	15	16 x 160
01.2325.25	PROVETTE CILINDRICHE	20	18 x 180
01.2330.27	PROVETTE CILINDRICHE	25	20 x 200

