


PROVETTE CILINDRICHE



Cod. 01.2330.27

Provette cilindriche in vetro non graduate con tappo a vite ml 25 mm 20x200 cf 100

Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro neutro, fondo sferico
- complete di tappo a vite in bachelite
- autoclavabili a 120 °C.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Dimensioni (ØxH mm)	20 x 200
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.2315.23	PROVETTE CILINDRICHE	10	16 x 100
01.2320.23	PROVETTE CILINDRICHE	15	16 x 160
01.2325.25	PROVETTE CILINDRICHE	20	18 x 180
01.2330.27	PROVETTE CILINDRICHE	25	20 x 200

