

PROVETTE DISPOSABLE



Cod. 01.2300.20

Provetta disposable vetro Pyrex® bordo diritto fondo tondo mm 13X100
confezione 1000 pezzi

Descrizione

Provette con bordo diritto e fondo tondo i particolarmente adatte alla coltura di tessuti, alla microbiologia ed all'analisi clinica.

Realizzate in vetro Pyrex® che riduce così le variazioni di pH per contaminazione, che possono intervenire in caso d'utilizzo di vetro sodocalcico. La buona ripartizione del vetro sulla base e lungo le pareti, permette di ridurre i rischi di rottura dovuti alle scosse termiche.

Velocità di centrifugazione tra 2500 e 3000 giri/min.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	13 x 100
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)
01.2300.17	PROVETTE DISPOSABLE	10 x 75
01.2300.19	PROVETTE DISPOSABLE	12 x 75
01.2300.20	PROVETTE DISPOSABLE	13 x 100
01.2300.23	PROVETTE DISPOSABLE	16 x 100

