

# PROVETTE DISPOSABLE



Cod. 01.2300.23

Provetta disposable vetro Pyrex® bordo diritto fondo tondo mm 16X100  
confezione 1000 pezzi

## Descrizione

Provette con bordo diritto e fondo tondo i particolarmente adatte alla coltura di tessuti, alla microbiologia ed all'analisi clinica.

Realizzate in vetro Pyrex® che riduce così le variazioni di pH per contaminazione, che possono intervenire in caso d'utilizzo di vetro sodocalcico. La buona ripartizione del vetro sulla base e lungo le pareti, permette di ridurre i rischi di rottura dovuti alle scosse termiche.

Velocità di centrifugazione tra 2500 e 3000 giri/min.

## Dati Tecnici

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Dimensioni (ØxH mm) | 16 x 100 |
| Confezione (pezzi)  | 1000     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Dimensioni (ØxH mm) |
|------------|---------------------|---------------------|
| 01.2300.17 | PROVETTE DISPOSABLE | 10 x 75             |
| 01.2300.19 | PROVETTE DISPOSABLE | 12 x 75             |
| 01.2300.20 | PROVETTE DISPOSABLE | 13 x 100            |
| 01.2300.23 | PROVETTE DISPOSABLE | 16 x 100            |

